

实验室TOC仪发展史

1967年 TOC一号机开始开发

1972年 TOC-10



TOC-10A **1973年**

1975年 TOC-10B



TOC-500

确立680°C(低温)催化燃烧法。TC-IC串联流路等成为了日后岛津燃烧法TOC仪的基本构造

1983年

1989年

TOC-5000

采用注射器自动进样构造。实现仪器完全自动测量



TOC-5000A

十分畅销
通过PC进行控制

1994年



2000年

TOC-V

高灵敏度多功能化总氮(TN)检测模块首次推出湿法模式



TOC-L

最新型号
提升便捷性
融汇岛津技术的
实验室TOC仪

2011年